

脂肪固定液产品说明书

产品信息

产品名称 (Name)	产品货号 (Cat)	容器规格(Size)	包装信息
脂肪固定液	P0032-500ml	500ml	瓶装, 500ml/瓶
	P0032-250ml	250ml	瓶装, 250ml/瓶
	P0002-100ml	100ml	瓶装, 100ml/瓶

产品简介

组织病理学中, 组织必须先经过及时有效的固定才能完成随后的包埋及切片。组织固定的作用在于保持组织、细胞的固有形态和结构, 防止细菌的腐蚀和组织细胞的自溶, 保存细胞内固有的物质, 使细胞内蛋白质凝固, 尽量减少或终止内源性及外源性酶的反应, 使细胞或组织基本上保持与生活时的物质一样, 还能使组织硬化, 便于组织的修切。对于某些具有传染性的标本, 能防止疾病的扩散; 保存好大体标本。最后, 固定还可增强染色的作用。

本产品脂肪固定液, 主要有效成分为甲醛, 乙醇和冰醋酸。适用于脂肪组织的固定。

存储与运输

常温运输; 阴凉干燥处保存, 避免阳光直射, 有效期24个月。

使用方法

脂肪组织取下后立即投入足量固定液中, 室温充分固定12-24 h, 脂肪较轻, 可在瓶口塞入一团棉花确保组织充分浸泡在固定液内。

注意事项

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作; 请在通风良好的环境下使用。
2. 固定液内含酒精, 使用后请及时拧紧瓶盖, 防止有效成分挥发。

本产品仅供科研使用, 不用于临床诊断!

(产品包装升级中, 请以实物为准)

